

CPAP を携行して航空機利用および海外渡航される皆様へ

CPAP を携行して航空機を利用する場合、海外で CPAP をご利用いただく場合は事前のご準備が必要なケースがございます。事前に下記をご確認いただきますようお願い申し上げます。

• CPAP を携行して航空機を利用する場合について

CPAP を携行して航空機を利用する場合は、航空会社によって事前の申請が必要なケースがございます。事前に申請がない場合、空港にて足止めされるなどの事象が発生しておりますので、必ずご利用される航空会社に CPAP の取り扱いについて確認いただきますようお願い申し上げます。

また、航空機内で CPAP をご利用される際につきましても、ご利用に条件を設定している場合がございますので、事前にご確認くださいようお願いいたします。

• 海外で CPAP を利用する場合について

海外にて CPAP を利用される場合は、滞在する国の電圧およびコンセント差し込み口の形状を事前にご確認ください。また機種により使用できる電圧の上限が異なりますので、上限よりも高い電圧の地域に渡航される予定の場合は、必ず変圧器をご持参いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。また、プラグ形状についても国によって異なりますので、日本の形状（タイプA）と異なる場合は変換プラグをお持ちください。

－ 各機種の電圧

機種名	最大電圧
ドリームステーション Auto	125VAC
ドリームステーション Pro	
ドリームステーション BiPAP Auto	
ドリームステーション Go	240VAC

－ プラグ形状一覧（日本はA）

	A	B	B3	BF	C	O	SE
プラグ形状							
アダプタ形状							
コンセント形状							

－ 主な国の電圧・プラグ形状

- ・プラグ形状が A 以外の国に渡航される場合は、変換プラグをご用意ください。
- ・ご自身が使用している機器の最大電圧が各国の電圧より低い場合は、変圧器をご用意ください。

	国名	周波数	電圧	プラグ
125V 未満	アメリカ合衆国	60	120	A
	カナダ	60	120	A
	メキシコ	60	120/220	A/C/SE
	韓国	60	110/220	A/C/SE
	台湾	60	110	A/C/O
	日本	50/60	100	A
125V 以上	イギリス	50	240	BF/B3
	イタリア	50	220	C
	オランダ	50	220/230	C/SE
	オーストラリア	50	240	O
	イラク	50	220	BF/B/C
	シンガポール	50	230	B/B3/BF

ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下「お客様コールセンター」までお問い合わせください。

CPAPお客様コールセンター
よるは よいこきゅう
0120-48-4159
受付時間 7:00～22:00 (年中無休 365日対応)



販売名	一般名称	製造販売承認番号 / 認証番号
ドリームステーション Auto	持続的自動気道陽圧ユニット	30200BZX00299000
ドリームステーション Pro	持続的気道陽圧ユニット	22800BZX00314000
ドリームステーション BiPAP Auto	二相式気道陽圧ユニット	22800BZX00348000
ドリームステーション Go	持続的自動気道陽圧ユニット	301AFBZX00071000